



Arterial Blood Collection



一次性使用人体动脉血样采集器 Arterial Blood Collection Syringe




威高生基医疗科技有限公司
WEGO SHINGENE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

地址 | 山东省威海市临港经济技术开发区棋山路 688 号 电话 | 400-646-6666

网站 | www.weigaoholding.com 邮箱 | wecan@weigaogroup.com

WEGO 威高

简化操作流程，提升临床效率 >>



产品特点 >>


优化血样环境，提升检测效果



抗凝更高效 检测更精准

喷雾状 - 固态钙平衡肝素锂 80IU

钙平衡肝素锂均匀涂布，有效保证测定血样的血气，自由钙离子、PH 值数据的精准。



排气更通畅 取样更轻松

自排气功能

自排气功能可保证在动脉穿刺后，动脉血上升时顺利排出针筒内空气。



针座更透明，反馈更直接

透明针座

可清晰观察回血，便于确认穿刺结果，图从防穿刺的文件取。

规格型号 >>

类型	针头规格	最大容量	适用范围	包装
普通型	0.7×25mm	3ml	成人桡动脉常用	100
普通型	0.7×32mm	3ml	成人股动脉常用	100
普通型	0.6×25mm	3ml	桡动脉适用。针头较细，疼痛感较弱	100
普通型	0.6×32mm	3ml	股动脉适用。针头较细，疼痛感较弱	100
普通型	0.5×16mm	3ml	儿童常用	100
普通型	0.6×16mm	1ml	儿童常用	100
普通型	0.5×16mm	1ml	婴幼儿常用	100

注：使用前，请参阅包装箱内随附的《使用说明书》中的操作方法、注意事项等。