

WEGO 威高

全自动化学发光仪 WG 3020

Automatic Chemiluminescence Analyzer WG 3020



高通量 高精度 高智能



威海威高生物科技有限公司
WEIHAI WEGO BIOTECH CO.,LTD.

地址：山东省威海市临港区草庙子镇棋山路688号

电话：0631-5624115

网站：www.wgbio.cn

邮箱：wecan@weigaogroup.com

WEGO 威高

全自动化学发光仪WG 3020



高通量

灵活选择单机/二联机，二联机测速高达600T/H；
独立急诊通道；
24h待机，样本随到随测，样本自动识别分配。



高精度

高精度四试剂针同时工作；
5 μ L超低精准加样量；
全流程恒温系统，保证反应体系稳定，结果更精准。



高稳定性

十余年匠心打造，运行可靠；
精准控制检测全流程，智能无线报警；
双感式精密加样系统，降低异常结果风险。



高智能化

智能算法，双处理模块，样本灵活调度；
便捷远程诊断，快速解决仪器故障；
支持自动重测，关联测试功能。

性能参数 Performance Parameters

型号	WG 3020	测试速度	600T/H
检测原理	磁微粒直接化学发光	样本容量	350个
试剂位	90个，2-8 $^{\circ}$ C独立风冷冷藏		
反应杯	满载时可进行2040个测试，智能检测耗材数量		
上样模式	批量提篮/随时取放/急诊通道		
孵育位	480个		
样本针	一次性tip头，杜绝携带污染		
操作系统	工业4.0通信系统，支持LIS系统连接和双向通讯 智能看板，自定义项目组合，编辑，储存，查询，打印		